



Varenummer 150384



## Dispenser, SCJ Professional, 1000 ml, hvid, hånddesinfektion, manuel, 0,7 ml pr. dosering

- ✓ Brugervenlig
- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ Trykknop beskyttet med BioCote

### Produktbeskrivelse

Dispenser udviklet til hånddesinfektion. Dispenseren har kapacitet til 1 liter desinfektionsmiddel. Den er yderst nem at betjene og meget brugervenlig. Samtidig er dispenseren særdeles økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Farve	Hvid
Features	Hånddesinfektion, manuel, 0,7 ml pr. dosering
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres med klæbepude eller skruer.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	59 cm	39 cm	34.5 cm	5010424028547
stk	1 stk				5010424028530