



Varenummer 150397

## Dispenser, SCJ Professional Cleanse Light, 4000 ml, hvid, plast, manuel med blå knap, 4,5 ml pr. dosering

✓ Trykknop beskyttet med BioCote

### Produktbeskrivelse

4 liter dispenser til cremesæbe. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

### Specifikationer

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse                | Dispenser   |
| Varemærke                        | SCJ Professional                                  |
| Vareserie                        | Cleanse Light                                     |
| Farve                            | Hvid  |
| Features                         | Manuel med blå knap, 4,5 ml pr. dosering          |
| Materiale                        | Plast   |
| Rumindhold, netto                | 4000 ml   |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988                                     |
| Holdbarhed, åbnet                | Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl. |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan genbruges eller forbrændes.                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                 |

### Brugsanvisning

Monteres med klæbebuede og skruer.

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------------|
| kll   | 6 stk      | 58.5 cm | 39 cm  | 33.5 cm | 5010424161305 |
| stk   | 1 stk      |         |        |         | 5010424161299 |