



Varenummer 150397



Dispenser, SCJ Professional Cleanse Light, 4000 ml, hvid, plast, manuel med blå knap, 4,5 ml pr. dosering

✓ Trykknop beskyttet med BioCote

Produktbeskrivelse

4 liter dispenser til cremesæbe. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Vareserie	Cleanse Light
Farve	Hvid
Features	Manuel med blå knap, 4,5 ml pr. dosering
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	4000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbebepude og skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	58.5 cm	39 cm	33.5 cm	5010424161305
stk	1 stk				5010424161299