



Varenummer 150532



## Dispenser, Plum Combiplum, 1000 ml, stål, med 14 cm arm

- ✓ Praktisk, væghængt dispenser
- ✓ Nem at tage ned

### Produktbeskrivelse

Denne dispenser er specielt udviklet til sundhedssektoren. Dispenseren anvendes til Plum 1 liter flaske eller pose. Nem at tage ned fra væggen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Plum
Vareserie	Combiplum
Features	Med 14 cm arm
Materiale	Stål
Rumindhold, netto	1000 ml
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	37.6 cm	26.5 cm	13 cm	5701684427910
stk	1 stk				5701684427927

