



Varenummer 150539

## Hånddesinfektion gel, Plum, 1000 ml, gel, til ståldispenser

### Produktbeskrivelse

Alkoholbaseret hånddesinfektion i gelform. Indeholder 85% denatureret ethanol. Reducerer effektivt bakterier og vira fra hænderne samt minimerer smittespredning. Indeholder glycerol, der forhindrer udtørring af huden. Denatureret med 6% IPA. EN1500:2013, EN14476:2013+A1:2015. CEI vurderet.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion gel
Varemærke	Plum
Farve	Klar
Features	Gel, til ståldispenser
pH-værdi (konc.)	pH 7-9
Ingredienser/sammensætning	85% ethanol
Rumindhold, netto	1000 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 1500, EN 14476
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Holdbarhed	30 måneder
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Anvend 2-3 ml på rene og tørre hænder. Hænderne skal være våde i 30 sekunder for optimal effekt.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	29 cm	19.5 cm	19.5 cm	5701684375211
stk	1 stk				5701684375228



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.