



Produktdatablad

Kabinet til flydende håndsæbe og hånddesinfektion refill, hvid, plast, berøringsfri, med forbrugsstatus

Varenummer: 150556



Varedeklaration

Forpakning: 20 stk pr. kolli. 9 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Håndfri dispenser. Varemærke: Plum. Vareserie: Combiplum. Farve: hvid. Materiale: plast. Features: lukket. Længde/dybde: 10 cm. Bredde: 14 cm. Højde: 30,7 cm. Rumindhold, netto: 1000 ml. Inkluderet tilbehør: Ekskl. batterier. Bruger 4 stk. AA batterier. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Elektronisk dispenser til plum 1000 ml posesystem. Berøringsfri og hygiejnisk dispenser i stilrent, enkelt design og hvid kappe, så det ikke umiddelbart er muligt at overføre bakterier og vira - det betyder optimal hygiejne. Kan anvendes til sæbe og hånddesinfektion. Dispenseren er nem at montere, betjene, rengøre og genopfylde. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Doseringsinstruktioner: doserer med 1,6 ml. Tilhørende varer: 1000005018, 150040, 6859, 150539, 150548, 150555