



Varenummer 150663

Clips, til hånddesinfektion

Produktbeskrivelse

Denne clips kan sættes på en 50-80 ml. hånddesinfektions flaske, som kan sættes fast på tøjet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Clips
Features	Til hånddesinfektion
Materiale	Plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	17 cm	9.5 cm	2 cm	5701684419816
stk	1 stk				