



Produktdatablad

Hud- og hånddesinfektion, refiller til Modular dispenser desinfektionsgel, rød dråbe, gel, 85% ethanol, 800 ml., pose

Varenummer: 150684



Varedeklaration

Forpakning: 6 Stk pr. Kolli, 84 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektion gel. Varemærke: ABENA. Holdbarhed: 36 måneder. Holdbarhed, åbnet: 12 måneder. Ingrediensliste: 85% ethanol. Alcohol denat, Aqua, Glycerin. Features: 85% ethanol, pose refill, til dispenser. pH-værdi (konc.): pH 6-7. Vægt, netto: 680 g. Længde/dybde: 5 cm. Bredde: 2,5 cm. Rumindhold, netto: 800 ml. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: DS 2451-2, EN 1500. UFI: 38VU-A2XW-FOO1-AE5E. Produktregisternummer: 4027105. Temperatur Tolerance: 5 °C - 30 °C. Direktiver, lovgivning og regler: BPR EU 528/2012. Faresætninger: Meget brandfarlig væske og damp. Produktbeskrivelse: Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning. Brugsanvisning: Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Doseringsinstruktioner: 0,8 ml pr. dosering.