

Billede er på vej



Varenummer 150685



Hånddesinfektion gel, ABENA, 700 ml, refill, pose til dispenser

- ✓ ABENA hånddesinfektions gel
- ✓ 85% ethanol
- ✓ hånddesinfektionsgel

Produktbeskrivelse

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion gel
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	Refill, pose til dispenser
pH-værdi (konc.)	pH 6,5-7,5
Ingredienser/sammensætning	85% ethanol. Alcohol denat, Aqua, Glycerin
Længde/dybde	8 cm
Bredde	18 cm
Højde	20,4 cm
Vægt, netto	585 g
Rumindhold, netto	700 ml
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2, EN 1500
Produktregisternummer	1318011
Doseringsinstruktioner	0,8 ml pr. dosering
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	5 °C - 30 °C
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides



overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærknin-
gen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 stk	39 cm	20 cm	18.5 cm	5703538335808



Produktet kan udgøre en
sundhedsfare.



Produktet er meget
brandfarligt.