



Produktdatablad

Hud- og hånddesinfektion, gel, 85 % ethanol refiller til Gojo dispenser LTX, , 700 ml

Varenummer: 150690



Varedeklaration

Forpakning: 1 pr. Stk, 3 Stk pr. Kolli, 120 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektionsgel

Varemærke: Purell

Holdbarhed: 36 måneder

Holdbarhed, åbnet: 12 måneder

Produktbeskrivelse: Hænderne er vores største smitekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.

Brugsanvisning: Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

Temperaturlolerance: 5 °C - 30 °C

Vaskeanvisninger:

Farve: klar

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.

Ingredienser/sammensætning:

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: 70% ethanol, refill til dispenser

pH-værdi (konc.): pH 6,5-8,5

Længde/dybde: 8,8cm

Bredde: 12cm

Højde: 18cm

Vægt, netto: 600g

Rumindhold, netto: 700ml

Produkt- eller teststandarder: DS 2451-2, EN 1500 Tilhørende varer: 1000009536

