



Varenummer 150785

Holder, Sterisol, plast/rustfrit stål, til hånddesinfektion

- ✓ holder
- ✓ desinfektion
- ✓ sterilisat
- ✓

Produktbeskrivelse

Holder til at sætte på små hånddesinfektionsflasker, og klipse fast i lommen så hånddesinfektionen altid er klar til brug. En nem og hurtig løsning til en travl arbejdsdag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder
Varemærke	Sterisol
Features	Til hånddesinfektion
Materiale	Plast, rustfrit stål
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	4.5 cm	3.2 cm	1.7 cm	