



Varenummer 150820



Dispenser, SCJ Professional Silverline, 1000 ml, sort, plast, manuel

Produktbeskrivelse

1 liter transparent sort dispenser med smal silverline. Det transparente QUICK-VIEW cover gør, at det er meget let at afgøre, hvornår patronen skal skiftes. Alle 1 liter patroner passer i dispenseren. Betjening af dispenseren er enkel og brugervenlig, og systemet er økonomisk i brug, da nøjagtig dosering sikrer minimalt spild. Trykknappen er beskyttet af BioCote® og alle manuelle dispensere har livstidsgaranti.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	SCJ Professional
Vareserie	Silverline
Farve	Sort
Features	Manuel
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed, åbnet	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbebepude eller skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	59.3 cm	39.4 cm	34.4 cm	5010424134132
stk	1 stk				5010424134125