



Varenummer 1530

Containersæk, 1000 l, klar, LDPE/ genanvendt, 228x172,5cm

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Praktisk

Produktbeskrivelse

Containersække er velegnet som hygiejnisk beskyttelse og overflødig gør indvendig rengøring af containere. Ved brug af containersække bliver lugtgener og tiltrækning af skadedyr væsentligt reduceret.



LDPE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Containersæk
Farve	Klar
Features	228x172,5cm
Materiale	LDPE, genanvendt
Længde/dybde	172.5 cm
Bredde	228 cm
Vægt, netto	1338 g
Rumindhold, netto	1000 l
Tykkelse	40 micron
Rullebredde	32
Affaldstype	Middel
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	40.5 cm	39.7 cm	20 cm	5703538414763
rl	5 stk				5703538414732



Produktet er fremstillet af
100 % genanvendt plastaffald.



LDPE

PE med lav densitet.