



Produktdatablad

Brusehoved, hvid, med skumfunktion, til 500-1000 ml flaske

Varenummer: 160052



Varedeklaration

Forpakning: 25 Stk pr. Kolli, 72 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Brusehoved. Features: skumfunktion, til 500-1000 ml flaske. Produktbeskrivelse: Brusehoved til blandt andet LifeClean overfladedesinfektion og glasrens. Brusehovedet kan nemt tilpasses andre bruseflasker, og er desuden udviklet med en praktisk skumfunktion. Stigrøret har en længde på 26 cm og der er mulighed for at forkorte røret. Passer til 500-1000 ml. bruseflasker.