



Varenummer 160064

NOVADAN®

Klorrensøring, Novadan, 20 l, 12,5%, uden farve og parfume

- ✓ Blegemiddel
- ✓ Behandling af afløbsvand
- ✓ Alkalkisk
- ✓ Bredspektret desinfektionsmiddel

Produktbeskrivelse

Natriumhypochlorit anvendes som blegemiddel i vaskerier og i tekstilindustrien, til desinfektion af svømmebade samt til desinfektion i landbrug og i fødevarerindustrien. Natriumhypochlorit anvendes også som oxidationsmiddel i den kemiske industri og til behandling af afløbsvand. Angriber ved længere tids brug metaller som f.eks. jern, stål, kobber, bronze, messing og aluminium. Natriumhypochlorit er et alkalisk og bredspektret desinfektionsmiddel. Ved opvarmning eller sammenblanding med syre udvikles frit klor. Produktet virker baktericid og fungicid. Produktet er virusaktivt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Klorrensøring
Varemærke	Novadan
Features	12,5%, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 13
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012, (EF) 1272/2008
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke blandes med syreholdige produkter.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	28 cm	24 cm	37.6 cm	5703524313704
stk	1 stk				

 <p>Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.</p>	 <p>Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet er ætsende.</p>
 <p>Produktet kræver brug af beskyttelsesfodtøj.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke parfume.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>
 <p>Produktet indeholder klor.</p>	 <p>Produktet bruges til desinfektion.</p>	 <p>Produktet bruges til rengøring af køkkener.</p>



Produktet bruges til rengøring af swimming pools.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.