

ABENA®

Produktdatablad

Maskinrens, Abena, 0,5 l, til opvaskemaskiner, flydende

Varenummer : 160254
Varegruppe : Rens
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli
60 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Maskinrens

Varemærke: Abena

Features: til opvaskemaskiner, flydende

pH-værdi (konc.): pH < 1

pH-værdi: pH ~ 2

Volumen, netto: 0,5 l

Produktbeskrivelse: Rengørings- og afkalkningsmiddel til større industriopvaskemaskiner. Fjerner effektivt kalkbelægninger, snavs og fedtaflejringer.