

ABENA®

## Produktdatablad

### Vaskepulver, Novadan Novaren Extra, kulørt og hvidt, uden farve og parfume, 12,5 kg

**Varenummer :** 160328  
**Varegruppe :** Manuel dosering - pulver  
**Forpakninger :** 1 stk = 1 kolli  
40 stk = 1 palle  
40 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Vaskepulver  
**Varemærke:** Novadan  
**Vareserie:** Novaren Extra  
**Features:** kulørt og hvidt, uden farve og parfume  
**pH-værdi:** pH ~ 12  
**Længde/dybde:** 53 cm  
**Bredde:** 40 cm  
**Højde:** 9 cm  
**Vægt, netto:** 12,5 kg  
**Certifikater:** Svanemærket

**Produktbeskrivelse:** Novaren Extra er et koncentreret vaskepulver velegnet til vask i blødt vand af hvide såvel som farveægte kulørte tekstiler af bomuld eller polyester/bomuld i både vaskerør og centrifugerende vaskemaskiner. Novaren Extra indeholder tensider med specielt gode fedt- og olieemulgerende egenskaber.

**Doseringsinstruktioner:** Blødt vand (<10°C dH): Let snavset 8 g, middel snavset 16 g, meget snavset 25 g. Middelhårdt vand (10-20°C dH): Let snavset 9 g, middel snavset 18 g, meget snavset 30 g. Hårdt vand (>20°C dH): Let snavset 10 g, middel snavset 20 g, meget snavset 35 g.