

ABENA®

Produktdatablad

Vaskepulver, Novadan Novaren Extra, 12,5 kg

Varenummer : 160328
Varegruppe : Manuel dosering - pulver
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
40 stk = 1 palle
40 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Vaskepulver
Varemærke: Novadan
Vareserie: Novaren Extra
pH-værdi: pH ~ 12
Længde/dybde: 53 cm
Bredde: 40 cm
Højde: 9 cm
Vægt, netto: 12,5 kg

Produktbeskrivelse: Novaren Extra er et koncentreret vaskepulver velegnet til vask i blødt vand af hvide såvel som farvægte kulørte tekstiler af bomuld eller polyester/bomuld i både vaskerør og centrifugerende vaskemaskiner. Novaren Extra indeholder tensider med specielt gode fedt- og olieemulgerende egenskaber.

Doseringsinstruktioner: Blødt vand (<10°C dH): Let snavset 8 g, middel snavset 16 g, meget snavset 25 g. Middelhårdt vand (10-20°C dH): Let snavset 9 g, middel snavset 18 g, meget snavset 30 g. Hårdt vand (>20°C dH): Let snavset 10 g, middel snavset 20 g, meget snavset 35 g.