



Varenummer 160329

NOVADAN®

Vaskepulver, Novadan Tex Des 60, kulørt og hvidt, uden farve og parfume, desinficerende, 12,5 kg

✓ Desinficerer og rengører

Produktbeskrivelse

Tex Des 60 anvendes når der ønskes en kemisk desinficerende vask ved 60°C og derover. Tex Des 60 kan anvendes til alle typer hvide og kulørte tekstiler undtagen uld og silke i alle typer vaskemaskiner. Er velegnet til brug på hospitaler, plejehjem og institutioner. Testet og godkendt af akkrediteret laboratorie som desinficerende vaskemiddel ved 60°C i henhold til VAH/DGHM 2001 pkt.17.2. Desinficerer effektivt alle typer bakterier herunder MRSA og Clostridium Difficile ved 60°C vask i 15 minutter. Indeholder enzymer, der effektivt nedbryder proteinstoffer. Indeholder blegemiddel, der effektivt bleges farvede pletter fra mad og drikke bort ved 50-70°C. Indeholder farvebinder, der reducerer farveoverførsel mellem tekstilerne under vask.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Vaskepulver
Varemærke	Novadan
Vareserie	Tex Des 60
Features	Kulørt og hvidt, uden farve og parfume, desinficerende
Længde/dybde	53 cm
Bredde	40 cm
Højde	9 cm
Vægt, netto	12.5 kg

Brugsanvisning

For at sikre desinfektion skal der doseres 30 ml/kg tøj Tex Des 60 i forhold til maskinens størrelse uanset fyldning f.eks. 150 ml til en 5 kg's maskine. Ved eventuel anvendelse i hårdt vand $\geq 12^{\circ}\text{dH}$ doseres 20-30% ekstra Tex Des 60 afhængig af hårdhed.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	50 cm	38 cm	9 cm	5703524310000



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet er ætsende.