



Varenummer 160334

Duftrefill, VisionAir, 243 ml, aktiv, marine fresh

✓ Efterlader en frisk duft

Produktbeskrivelse

Anvendes som aerosolrefil til duftdispenser eller manuel brug. Indeholder neutraliserende og minimal parfume til indikering af frisk og behagelig duft. Maxi refill med 9000 doseringer (90/135/180 dages drift)



Specifikationer

Produktbetegnelse	Duftrefill
Varemærke	VisionAir
Størrelse	Maxi
Features	Aktiv, marine fresh
Rumindhold, netto	243 ml

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	27 cm	15 cm	20.5 cm	5703538031281
stk	1 stk				5703538031267



Produktet er meget brandfarligt.