



## Produktdatablad

# Håndopvask, 1 ltr, Svanemærket

Varenummer: 160511



## Varedeklaration

Forpakning: 6 Stk pr. Kolti, 72 Kolti pr. Palle. Produktbetegnelse: Opvaskemiddel

Varemærke: Abena

Vareserie: Puri-Line

Produktbeskrivelse: Anvendes til manuel opvask af glas, bestik, gryder mm. Kan anvendes til lettere daglig rengøring, samt forbehandling af fedtpletter på tøj inden maskinvask.

Brugsanvisning:

Doseringsinstruktioner: 2,5-5 ml til 5 l vand.

Features: uden farve og parfume

pH-værdi (konc.): pH 7

Rumindhold, netto: 1l

Certifikater: Asthma Allergy Nordic, Svanemærket