



Varenummer 16053399

Engangsklud, 30x43cm, desinfektion, Triamin



Produktbeskrivelse

Wet Wipe Triamin Disinfection er desinficerende engangsklude for desinfektion og forhånds-rengøring af kirurgiske instrumenter. Kan bruges som alternativ til enzymatisk rengøring og indeholder traditionel tensid. Dræber vegetative bakterier, gær og ikke-udviklende vira (fx- HIV og hepatitis B/C) under beskidte og blodige tilstande. Pakken har et genlukkeligt kliklåg

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangsklud
Features	Desinfektion, Triamin
pH-værdi (konc.)	pH ~ 9
Ingredienser/sammensætning	Aqua, Laurylamine Dipropylenediamine
Længde/dybde	30 cm
Bredde	43 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	EN 16615, EN 13624, EN 1656, EN 13727, EN 14349, EN 3697
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå kontakt med øjnene.
Holdbarhed	24 måneder
Holdbarhed, åbnet	1 måned
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Der er ingen behov for at af efter med vand efter desinfektion af omgivelser- og kontaktflader. Kluden er anvendelig til irregulære overflader og instrumenter med hulrum på grund af kludens skum.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	12 pk	52 cm	24.7 cm	24.5 cm	5704149811538
pk	20 stk	27 cm	17 cm	3.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.