



Varenummer 160577



Toiletrens, Diversey TASKI Sani Clonet Pur-Eco W4f, 750 ml, med farve og parfume

- ✓ Klar-til-brug
- ✓ Med parfume og farve
- ✓ Fjerner effektivt kalk og andre belægninger
- ✓ Længere effekt på skrå/lodrette overflader
- ✓ Bærer EU's miljømærke, EU-Blomsten



Produktbeskrivelse

Klar-til-brug toiletrensemiddel med parfume og farve. Til effektiv fjernelse af kalk og andre belægninger i toiletskåle og urinaler. Opløser hurtigt kalkbelægninger. Længere effekt på skrå/lodrette overflader. Kan bruges på intakt porcelæn og glaserede sanitære installationer. Produktet har EU's miljømærke, EU-Blomsten.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletrens
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Sani Clonet Pur-Eco W4f
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	<2
Rumindhold, netto	750 ml
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008
Doseringsinstruktioner	Anvendes ufortyndet.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	21.5 cm	15 cm	30 cm	7615400072743
stk	750 ml				7615400072750



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til
rengøring af toiletter.