



Sani Clonet Pur-Eco

Toilet rens

Produktbeskrivelse

- Klar-til-brug toiletrensemiddel til effektiv fjernelse af kalk og andre belægninger i toiletskåle og urinaler
- Sani Clonet Pur-Ecos formulering består af en naturlig syre og en vegetabilsk polymer
- Sani Clonet Pur-Eco opfylder kriterierne til EU Blomsten

Egenskaber

- Baseret på citronsyre
- Ideel viskositet sikrer optimal vedhæftning på skrå og lodrette overflader
- Flaske med skrå hals
- Samme friske duft i hele Pur-Eco serien Fordele:
- Fjerner hurtigt kalkbelægninger
- Længerevarende effekt på skrå/lodrette overflader
- Kan nemt nå skjulte områder, f.eks. undersiden af toiletskålens skyllerand
- Giver en behagelig limesduft i alle rengjorte områder

Brugsanvisning

Korrekt dosering sparer omkostninger og mindsker miljøpåvirkningen. Produktet er klar til brug. Anvendes ufortyndet.

Anvendelse

Manuelt: Skyl ud i toiletet/urinalet og fordel produktet rundt langs toiletskålens skyllerand, i toiletskålen, på skylleranden og vandafløbet. Lad produktet virke i 5-10 minutter, skur derefter med en toiletbørste og skyl ud. Øg virketiden til 1-2 timer ved meget kraftige kalkbelægninger.

Vigtigt: Må ikke blandes med klorholdige produkter og må ikke anvendes på syrefølsomme overflader (f.eks. marmor, emalje, fuger). Fjern omgående alle dråber eller stænk på syrefølsomme overflader og skyl grundigt med vand. Kan bruges på intakt porcelæn og glaserede sanitære installationer. Test materialets syrefølsomhed før brug.



©A.I.S.E.



Sani Clonet Pur-Eco

Tekniske data

Udseende: Klar, rød

pH værdi (koncentreret): 1.9

pH værdi (i brug): 1.9

Vægtfylde (20°C): 1.035 g/cm³

Ovenstående data er vejledende for en normal produktion og bør derfor ikke betragtes som specifikationer.

Sikkerhedsinstrukser

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug/specialister.

Pakkestørrelser

TASKI Sani Clonet 6 x 0,750 ltr. og 2x5 ltr.