



Varenummer 160640



## Vaskeforstærker, Diversey CLAX Revoflow Enzi 20X1, uden farve og parfume, 4 kg

- ✓ Højkoncentreret
- ✓ Effektiv blanding af tensider og enzymer
- ✓ Fremragende fjernelse af fedt
- ✓ Fjerner effektivt proteinholdige pletter

### Produktbeskrivelse

Højkoncentreret, fosfatfri vaskeforstærker med en effektiv blanding af tensider og enzymer. Tensiderne giver en fremragende fedtfjernelse ved både høje og lave vasketemperaturer, mens enzymerne effektivt fjerner proteinholdige pletter ved middel vasketemperatur. Anvendes i Diverseys Revoflow doseringsudstyr, som kombinerer fremragende opvaske resultat, sikkerhed og brugervenlighed.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vaskeforstærker
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Revoflow Enzi 20X1
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	8
Vægt, netto	4 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	1-2g til 1 kg tøj.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	31 cm	22 cm	36 cm	7615400103591
stk	1 stk				7615400103607



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er ætsende.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.