



Varenummer 160641

Diversey
A SCIENTIFIC COMPANY

Vaskeforstærker, Diversey CLAX Revoflow ALC 10X1, uden farve og parfume, 4 kg

- ✓ Højkoncentreret
- ✓ Fjerner effektivt proteiner og fedt
- ✓ Beskytter fibrene og øger tekstilers levetid

Produktbeskrivelse

Højkoncentreret fosfatfri vaskeforstærker, indeholdende en blanding af effektive alkaliske stoffer, som hurtigt øger vaskevandets evne til fjernelse af proteiner og fedt ved højere vasketemperaturer. Beskytter også fibrene mod at blive beskadiget pga selve processen, hvorved tekstilers levetid øges. Anvendes i Diverseys Revoflow doseringsudstyr, som kombinerer fremragende opvaskeresultat, sikkerhed og brugervenlighed.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Vaskeforstærker
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Revoflow ALC 10X1
Features	Uden farve og parfume
Vægt, netto	4 kg
Rumindhold, netto	4 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	1-2g til 1 kg tøj.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	31 cm	22.5 cm	38.5 cm	7615400062690
stk	1 stk				7615400062706



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet er ætsende.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.