



Varenummer 160789



Bruseflaske, Diversey, 300 ml, til Room Care R3, blåt brusehoved

- ✓ Refill flaske
- ✓ Sprayhoved

Produktbeskrivelse

Refill-flaske med 300 ml til brug for Room Care R2 i Divermite eller DQFM dispenser, inkl. sprayer.



Specifikationer

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Bruseflaske |
| Varemærke | Diversey |
| Features | Til Room Care R3, blåt brusehoved |
| Længde/dybde | 7.5 cm |
| Bredde | 12 cm |
| Højde | 29 cm |
| Rumindhold, netto | 300 ml |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl | 6 stk | 23 cm | 16 cm | 28 cm | 8068700093472 |
| stk | 1 stk | | | | 7615400782048 |



Rengøring med spray.