



Varenummer 160841



Doseringsflaske, Diversey, 300 ml, med vippelåg, til Room Care R1 Pur-Eco

✓ Med kapsel med vippelåg for dosering

Produktbeskrivelse

Refill-flaske med 300 ml til brug for Room Care R1 i Divermite eller DQFM dispenser, med kapsel med vippelåg for dosering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsflaske
Varemærke	Diversey
Features	Med vippelåg, til Room Care R1 Pur-Eco
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	12 cm
Højde	20 cm
Rumindhold, netto	300 ml

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	24 cm	22 cm	15.8 cm	806870009316
stk	1 stk				