

ABENA®

Produktdatablad

Glasrens, Green Care Professional Glass Cleaner, 1 l, med farve og parfume

Varenummer : 160861
Varegruppe : Genopfyldning
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
64 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Glasrens
Varemærke: Green Care Professional
Vareserie: Glass Cleaner
Features: med farve og parfume
pH-værdi (konc.): pH ~ 7
Rumindhold, netto: 1 l
Certifikater: Cradle to Cradle Gold, EU-Blomsten

Produktbeskrivelse:

GLASS cleaner er et usædvanlig miljøvenligt rengøringsmiddel til glas og vinduer baseret på gæringsetanol. Med respekt for den biologiske cyklus tager det hensyn til helbredet og brugerens sikkerhed. Samtidig med forbedringen af arbejdssikkerheden sikrer den usædvanlige styrke hos GLASS cleaner fremragende ydeevne ved minimal anstrengelse og omkostning. Det hudvenligt pH-neutrale GLASS cleaner fjerner nemt smuds, fedt og nikotinbeslag fra alle glas- og spejflader. Produktet sparer tid og anstrengelse ved at tørre hurtigt og uden striber, hvorved materialets oprindelige glans bibeholdes. Med for det meste fornyelige ressourcer tager GLASS cleaner hensyn til kommende generationer.

Doseringsinstruktioner: Anvendes ufortyndet.