



Varenummer 160865



Universalrengøring, Green Care Professional TANET Neutral, 1 l, med farve og parfume

- ✓ Velegnet til daglig rengøring
- ✓ Efterlader behagelig duft



Produktbeskrivelse

TANET neutral er et neutral vedligeholdelsesrengøringsmiddel med en fremragende ydeevne selv mod olie. TANET neutral sikrer perfekte rengøringsresultater ved lavkoncentration og forbedre derved arbejdssikkerheden. TANET neutral består af en behagelig duft og højeste materiale- og hudvenlighed. Derfor kan TANET neutral endda bruges som håndopvaskemiddel. Består hovedsageligt af fornybare ressourcer, derved påtager TANET neutral sig ansvar for fremtidige generationer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Universalrengøring
Varemærke	Green Care Professional
Vareserie	TANET Neutral
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 7
Rumindhold, netto	1 l
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	2,5-7,5 ml til 1 l vand.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	34 cm	16.5 cm	29 cm	4031278525557
stk	1000 ml				4031278925555



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet bruges til rengøring af hårde gulve.



Produktet bruges i automatiske gulvvaskemaskiner.



Produktet indeholder
parfume.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til manuel
rengøring af overflader.



Produktet bruges til
rengøring af møbler.



Produktet bruges til manuel
rengøring af gulve.



Flasken er lavet af 100 %
genanvendt forbrugsplast.