



Varenummer 160866



Universalrengøring, Green Care Professional TANET Neutral, 5 l, med farve og parfume

- ✓ Velegnet til daglig rengøring
- ✓ Efterlader behagelig duft



Produktbeskrivelse

TANET neutral er et neutral vedligeholdelsesrengøringsmiddel med en fremragende ydeevne selv mod olie. TANET neutral sikrer perfekte rengøringsresultater ved lavkoncentration og forbedre derved arbejdssikkerheden. TANET neutral består af en behagelig duft og højeste materiale- og hudvenlighed. Derfor kan TANET neutral endda bruges som håndopvaskemiddel. Består hovedsageligt af fornybare ressourcer, derved påtager TANET neutral sig ansvar for fremtidige generationer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Universalrengøring
Varemærke	Green Care Professional
Vareserie	TANET Neutral
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 7
Rumindhold, netto	5 l
Certifikater	EU-Blomsten.
EU-Blomsten licensnr.	DE/020/027
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	2,5-7,5 ml til 1 l vand.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	2 stk	29.3 cm	19.5 cm	29.7 cm	4031278525069
stk	1 stk				



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder
parfume.



Produktet indeholder farve.



Flasken er lavet af 100 %
genanvendt forbrugsplast.



Produktet bruges til
rengøring af hårde gulve.



Produktet bruges til manuel
rengøring af overflader.



Produktet bruges til
rengøring af møbler.



Produktet bruges
i automatiske
gulvvaskemaskiner.



Produktet bruges til manuel
rengøring af gulve.



Produktet kræver brug af
beskyttelsehandsker.