



Varenummer 160870



Bruseflaske, Tana Professional, 750 ml, mat, uden brusehoved

Produktbeskrivelse

Tom bruseflaske til påfyldning af rengøring. Tilhørende brusehoved fås i hvid, grøn, rød og blå.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bruseflaske
Varemærke	Tana Professional
Sekundær farve	Mat
Features	Uden brusehoved
Rumindhold, netto	750 ml

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	33 cm	23.5 cm	29.5 cm	4031278029093
stk	1 stk				5703538266690



Rengøring med spray.



Flasken er lavet af 100 %
genanvendt forbrugsplast.