



Varenummer 161069

Maskinopvask, Ecolab Solid Hero, med klor, 4,5 kg

Produktbeskrivelse

Solid Hero, højkoncentreret fast maskinopvaskemiddel med klor til hårdt vand. Velegnet til fjernelse af te- og kaffebelægninger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Maskinopvask
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Solid Hero
Features	Med klor
pH-værdi (konc.)	12.4-12.8
Vægt, netto	4.5 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	0,5 - 1,5 g/l.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	35 cm	36 cm	20 cm	4028159005901

 <p>Produktet kræver brug af beskytteshandsker.</p>	 <p>Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet er ætsende.</p>
 <p>Produktet kræver brug af beskyttelsestøj.</p>	 <p>Produktet indeholder klor.</p>	 <p>Produktet bruges til opvaskemaskiner.</p>
 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>		