

Varenummer 16113

Kageæske, 20x10x5cm, hvid, karton, falseæskekarton

- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Sikker transport og flot præsentation af smørrebrød, kager og lignende.



Produktbeskrivelse

Vores klassiske kageæske i hvidt pap er formidabel til transport og opbevaring i kortere tid af smørrebrød, kager og lignende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kageæske
Farve	Hvid
Features	Falseæskekarton
Materiale	Karton
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Højde	5 cm
Vægt, netto	3.5 g
Vægt, brutto	3.5 g
Tykkelse	260 g/m ²
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperatortolerance	Produktet kan anvendes i mere end 24 timer ved frost, køl og temperaturer op til 40C, samt hot-fill.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes i mere end 24 timer ved frost, køl og temperaturer op til 40°C, samt hot-fill.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	250 stk	20 cm	30 cm	12 cm	7393587120104
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.