



Varenummer 161202

Salttabletter, til blødgøringsanlæg, 10 kg

✓ Velegnet til fuldautomatiske blødgøringsanlæg

Produktbeskrivelse

Anvendes i vandbehandlingsanlæg og som regenerations salt til større fuldautomatiske blødgøringsanlæg. De store saltkorn sikrer en hurtig opløsning og forhindrer sammenblanding af saltet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salttabletter
Features	Til blødgøringsanlæg
pH-værdi	pH 7,5
Vægt, netto	10 kg
Produkt- eller teststandarder	EN 973+NA:2009

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	42.7 cm	33.4 cm	12.2 cm	5703538482663

