



Varenummer 161202

Salttabletter, til blødgøringsanlæg, 10 kg

✓ Velegnet til fuldautomatiske blødgøringsanlæg

Produktbeskrivelse

Anvendes i vandbehandlingsanlæg og som regenerations salt til større fuldautomatiske blødgøringsanlæg. De store saltkorn sikrer en hurtig opløsning og forhindrer sammenblanding af saltet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salttabletter
Features	Til blødgøringsanlæg
pH-værdi (konc.)	pH 7,5
Vægt, netto	10 kg
Produkt- eller teststandarder	EN 973+NA:2009
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

Brugsanvisning

Påfyldes blødgøringsanlæg efter maskinens instruktioner.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	38.3 cm	27.8 cm	12 cm	5703538482663
stk	1 stk				5060278350028

