



Varenummer 161209



## Blegemiddel, Diversey CLAX Revoflow OXI bleach 43X2, uden klor, farve og parfume, 4 kg

- ✓ Højkoncentreret
- ✓ Opfylder EN-test for desinfektion



### Produktbeskrivelse

Højkoncentreret aktiveret iltbaseret blegemiddel i pulverform. Ideelt til at opnå høj blegeeffekt ved middel vasketemperaturer (40-60°C). Dette giver besparelser ved vask ved lave temperaturer. Opfylder EN-test for desinfektion ved vask over 50°C. Kan kun anvendes i Revoflow systemet.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Blegemiddel
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Revoflow OXI bleach 43X2
Features	Uden klor, farve og parfume
Vægt, netto	4 kg
Certifikater	Svanemærket.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	3 stk	31 cm	22.5 cm	38 cm	7615400062751
stk	1 stk				7615400062768



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet indeholder ikke klor.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet er ætsende.