



Varenummer 161249

Diversey
A SCIENTIA COMPANY

Tøjvask, Diversey CLAX Plus Pur-Eco 33C1, 20 l, kulørt og hvidt, uden farve og parfume

- ✓ Kulørt bomuld og polyesterbomuld
- ✓ Mikrofiber klude og mopper
- ✓ Svanemærket



Produktbeskrivelse

Komplet, flydende enzymatisk vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- hospitals- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produkter er udviklet til automatisk og manuel dosering og kan anvende i medium til hårdt vand ved temperaturer mellem 30-90 °C. Clax Plus G kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld. Produktet er udviklet til vask af mikrofiber klude og mopper. Er desuden Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Plus Pur-Eco 33C1
Features	Kulørt og hvidt, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	9,9
Rumindhold, netto	20 l
Certifikater	Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	5093 0001
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	Middelhårdt vand 8-10 g til 1 kg.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29 cm	24 cm	39.5 cm	7615400834495



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til
tøjvask.



Produktet kræver brug af
øjenbeskyttelse.