

ABENA®

Produktdatablad

Sanitetsrens, Green Care Professional Sanet Daily, 325 ml, til Quick & Easy, med farve og parfume

Varenummer : 161252
Varegruppe : Sanitetsrengøring
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli
210 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Sanitetsrens
Varemærke: Green Care Professional
Vareserie: Sanet Daily
Features: til Quick & Easy, med farve og parfume
pH-værdi (konc.): pH ~ 1,1
Rumindhold, netto: 325 ml
Certifikater: EU-Blomsten, Cradle to Cradle Gold

Produktbeskrivelse: SANET daily Quick & Easy egner sig til den daglige rengøring af badeværelser og sanitære områder. Takket være de skummende egenskaber hæfter dette middel til vedligeholdelsesrengøring af sanitære områder godt på overflader. Det er baseret på mælkesyre, som er yderst velegnet til at opløse vandstænk. Dette produkt er særligt egnet til at fjerne kalkaflejringer, og det efterlader en behagelig citronduft efter anvendelsen. Som del af det transportable Quick & Easy-doseringssystem kombinerer dette middel til vedligeholdelsesrengøring af sanitære områder enestående effektivitet med minimal indsats og lave omkostninger. Produktet skal ikke klassificeres iht. CLP og giver derfor maksimal brugersikkerhed. Dette produkt, der hovedsageligt er sammensat af fornybare materialer, påtager sig ansvaret for fremtidige generationer.

Tilhørende varer: 161256, 161255, 161258