



Varenummer 162312



Toiletrens, Diversey TASKI Sani Clonet Free W4f, 750 ml, uden farve og parfume

- ✓ Klar-til-brug
- ✓ Fjerner effektivt kalk og andre belægninger
- ✓ Længere effekt på skrå/lodrette overflader
- ✓ Svanemærket



Produktbeskrivelse

Klar-til-brug toiletrensemiddel til effektiv fjernelse af kalk og andre belægninger i toiletskåle og urinaler. Opløser hurtigt kalkbelægninger. Længere effekt på skrå/lodrette overflader. Kan bruges på intakt porcelæn og glaserede sanitære installationer. Er desuden Svanemærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletrens
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Sani Clonet Free W4f
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	>2
Rumindhold, netto	750 ml
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	21.5 cm	14.5 cm	29.2 cm	7615400045594
stk	750 ml				7615400045600



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet bruges til rengøring af toiletter.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet indeholder ikke farve.