



Varenummer 162319

Tøjvask, Diversey CLAX Mild 33B1, 20 l, kulørt, uden farve, med parfume

- ✓ Svagt alkalisk
- ✓ Vask af sart tekstil
- ✓ God effekt på pletter
- ✓ Modvirker gråning
- ✓ Effektiv på proteinholdigt snavs

Produktbeskrivelse

Svagt alkalisk flydende tøjvaskemiddel med enzymer til vask af sart tekstil. Specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs-, hospitals- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan anvendes i blødt til hårdt vand samt ved temperaturer mellem 30 og 60 gr. C. Kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld. God effekt på en lang række pletter og snavstyper og modvirker gråning; stabiliserer snavspartikler i vasken. Effektiv på proteinholdigt snavs (blod og levnedsmiddelbesudninger).









Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Mild 33B1
Features	Kulørt, uden farve, med parfume
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	28 cm	23.5 cm	36 cm	7615400704156
stk	1 stk				5703538430497

 <p>Produktet kan udgøre en sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet indeholder parfume.</p>	 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>
 <p>Produktet anvendes til tøjvask.</p>	 <p>Produktet kræver brug af beskytteshandsker.</p>	 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>