



Varenummer 162353

Hånddesinfektion, Soft Care, 800 ml, MED H5, 71,5% ethanol

- ✓ Soft Care hånddesinfektions gel
- ✓ 85% ethanol
- ✓ hånddesinfektionsgel

Produktbeskrivelse

Alkoholbaseret gel til effektiv desinfektion af hænderne uden brug af vand. Indeholder fugtgivende stoffer, der forebygger tør og irriteret hud. Produktet er velegnet til hygiejnisk og kirurgisk hånddesinfektion i sundheds- og plejesektoren, samt fødevarerektoren. Opfylder europæisk standard for desinfektionsprodukter (CEN). Uden farve og parfume.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion
Varemærke	Soft Care
Farve	Klar
Features	MED H5, 71,5% ethanol
pH-værdi (konc.)	pH 7
Rumindhold, netto	800 ml
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	35 cm	15 cm	13 cm	7615400173761
stk	1 stk				7615400173778



Produktet er meget
brandfarligt.



Produktet kan udgøre en
sundhedsfare.