

ABENA®

Produktdatablad

Hånddesinfektion, Soft Care, 800 ml, MED H5

Varenummer : 162353
Varegruppe : Soft Care
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli
80 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Hånddesinfektion
Varemærke: Soft Care
Farve: klar
Features: MED H5
pH-værdi (konc.): pH 7
Rumindhold, brutto: 800 ml

Produktbeskrivelse: Alkoholbaseret gel til effektiv desinfektion af hænderne uden brug af vand. Indeholder fugtgivende stoffer, der forebygger tør og irriteret hud. Produktet er velegnet til hygiejnisk og kirurgisk hånddesinfektion i sundheds- og plejesektoren, samt fødevareresektoren. Opfylder europæisk standard for desinfektionsprodukter (CEN). Uden farve og parfume.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Tilhørende varer: 162351