



Varenummer 162363



## Tøjvask, Diversey CLAX Elegant Pur-Eco 30B1, 20 l, flydende, kulørt, uden farve og parfume

- ✓ Modvirker farveudløb
- ✓ Effektiv på protein- og fedtholdigt snavs



### Produktbeskrivelse

Svagt alkalisk flydende LAS-frit tøjvaskemiddel med enzymer til vask af sart tekstil. Specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs-, hospitals- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan anvendes i blødt til middelhårdt vand samt ved temperaturer mellem 30 og 60°C. Kan anvendes til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld. God effekt på en lang række pletter og snavstyper og modvirker farveudløb. Effektiv på protein- og fedtholdigt snavs. Er desuden Svanemærket.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Elegant Pur-Eco 30B1
Features	Flydende, kulørt, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	20 l
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	29 cm	24 cm	39 cm	7615400832774



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder ikke  
parfume.



Produktet er ætsende.



Produktet indeholder ikke  
farve.



Produktet anvendes til  
tøjvask.