



Varenummer 162387



Doseringsflaske, Diversey, 500 ml, klar, plast, med ketchuplåg

- ✓ Klar
- ✓ Manuel dosering

Produktbeskrivelse

Doseringsflasken er farvekodet med silketryk. Bruges til manuel dosering af fortyndet eller uforyndet produkt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringsflaske
Varemærke	Diversey
Farve	Klar
Features	Med ketchuplåg
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	500 ml

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	21 cm	14 cm	22.3 cm	7615400053629
stk	1 stk				