

Varenummer 163374



## Doseringspumpe, Diversey, hvid, PE, 30 ml, til 5 l dunk

### Produktbeskrivelse

Doseringspumpe fra Diversey til 5 liters dunke, der doserer 30 ml pr. pump.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Varemærke	Diversey
Farve	Hvid
Features	30 ml, til 5 l dunk
Materiale	PE
Inkluderet tilbehør	Dosering er 30 ml pr. tryk.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	60 cm	41 cm	41.5 cm	
stk	1 stk				5011888035898