

Varenummer 163375



Doseringshætte, Diversey, 5-20 ml, til 1 l flaske

- ✓ Præcis måling af korrekte mængder
- ✓ Dosering fra 5-20 ml

Produktbeskrivelse

Doseringshætte til montering på 1 liter Diversey flasker for præcis måling af korrekte mængde rengøringsmiddel. Variabel dosering fra 5-20 ml.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringshætte
Varemærke	Diversey
Features	5-20 ml, til 1 l flaske

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	13.4 cm	12.6 cm	8.5 cm	7615400024643
stk	1 stk				7615400050048