



Varenummer 163381



Håndtag, Diversey TASKI,
11,8x28,5x2cm, flerfarvet, plast, til 7
litr. inventarspand, 4 stk

Produktbeskrivelse

Et sæt á 4 stk. håndtag i farverne blå, rød, gul og grøn til 7 liter tekstilbokse. Til udskiftning af standard grå.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndtag
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Farve	Flerfarvet
Features	Til 7 ltr. inventarspand, 4 stk
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.8 cm
Bredde	28.5 cm
Højde	2 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	30 cm	15 cm	13 cm	7615400099825
stk	1 stk				