



Varenummer 163383



Moppeboks, Diversey TASKI,
29x20x20cm, grå, plast, uden låg og
hank, til 25 cm system

Produktbeskrivelse

Moppeboks uden låg og hank til TASKI Nano rengøringsvogne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Farve	Grå
Features	Uden låg og hank, til 25 cm system
Materiale	Plast
Længde/dybde	29 cm
Bredde	20 cm
Højde	20 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	20 cm	39 cm	20 cm	7615400098484
stk	1 stk				