



Varenummer 163396

Sæbe, Soft Care Sensisept H34, 800 ml, antibakteriel, uden farve og parfume

- ✓ Effektiv desinificerende sæbe
- ✓ Skånsom mod huden

Produktbeskrivelse

Effektiv desinificerende sæbe som er skånsom mod huden og samtidig sikrer længerevarende hygiejne. Produktet kombinerer plejende egenskaber med virkningsfuld desinfektion. Baseret på klorhexidin. Opfylder europæisk standard for desinfektionsprodukter (CEN). Uden farve og parfume.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sæbe
Varemærke	Soft Care
Vareserie	Sensisept H34
Features	Antibakteriel, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	pH 7
Rumindhold, netto	800 ml
Holdbarhed	30 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Skyl hænderne med vand før sæben påføres, vask hænderne grundigt i minimum 15 sekunder, skyl hænderne grundigt og tør grundigt. Brug eventuelt en genopbyggende hudcreme tilsat glycerin, for at hindre udtørring af huden og deraf følgende hudirritation.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 stk	36 cm	15 cm	14 cm	7615400172542
stk	1 stk				7615400172559



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.